尿液生化检验

本室可以做的项目

一、尿微量白蛋白

定义与检测 的目的

尿微量白蛋白是指在尿中出现的微量的白蛋白,主要目的是检测尿中30-300mg/L的少量的白蛋白。

生理条件下尿液中仅出现极少量白蛋白,24小时尿蛋白排出量低于30mg/24h.

尿微量白蛋白反映肾脏异常渗漏蛋白质。是微血管病变的 标志。 尿微量白蛋白的测定方法包括两类:一类是染料结合法,另一类是免疫学方法,目前普遍使用的是免疫比浊法(包括散射比浊法和透射比浊法),本室使用的是散射比浊法。

报告方式不一,有的以每升尿中白蛋白量表示,有的以24小时排泄量表示,常用的报告方式是以白蛋白/肌酐比值报告,本室采用的报告方式是以每升尿中白蛋白量表示。

参考区间

健康成年人尿液白蛋白含量(免疫透射比浊法)

24h尿液: <30mg/24h

定时尿: <30μg/min

随机尿: <30μg/mg肌酐

◆样本要求 (BNP机器)

随机和定时采集的尿液是测定尿中白蛋白的合适标本,但尿标本和脑脊液标本不得冷冻,每份尿液和脑脊液标本在检测前都必须离心沉淀。

临床意义

- 一, 尿微量白蛋白被公认为是早期肾脏损伤的检测指标, 作为一个敏感的指标, 其升高早于糖尿病合并高血压、心 血管病变、神经性病变等并发症出现之前。
- 二,尿微量白蛋白增加对预报1型糖尿病患者发生糖尿病肾病、终末期肾病和增生性眼病都有价值;在2型糖尿病患者,尿微量白蛋白增加可预报渐进性肾脏疾病、动脉粥样硬化和心血管病死亡率。

三,尿微量白蛋白的检出也是高血压、心血管疾病的独立危险因素。

四,尿微量白蛋白病理性升高还见于系统性红斑狼疮、妊娠子痫前期、泌尿系统感染、心力衰竭、隐匿性肾炎等。

五,生理性升高可见于剧烈运动,发热,体位入改变,寒冷等因素。

♦评价

尿微量白蛋白是一种灵敏、简便、快速的指标,对 早期肾损害的诊断远远优于常规的定性或半定量验。 测定尿微量白蛋白最理想的方法是留取24小时标 本,测定24小时尿微量白蛋白是公认的诊断糖尿 病早期肾病的标准方法,但是采集24小时尿标本 留取困难,在实际应用上受到限制.随机尿测定是 目前最常用,最易行的方法,但由于受尿流量波动 影响稳定性较差,无实用价值,因此需同时测定肌 f, 采用白蛋白/肌酐比值进行报告, 相对比较恒

- ◆ 尿微量白蛋白测定的影响因素众多。
- 目前尿微量白蛋白检测没有标准化, 既没有参考物质也没有参考方法,这也 是分析过程中遇到的最主要的问题。

二.尿总蛋白 (urine total protein, UTP)

◆ 【检测方法】

- 尿总蛋白测定包括尿总蛋白的定性和定量检查。常用指标有: ①尿蛋白定性; ②24h尿蛋白定量; ③随机尿蛋白/肌酐比值。

◆ 【参考范围】

- 尿蛋白定性: 阴性;
- 24h尿蛋白定量: <0.15g/24h
- 随机尿蛋白/肌酐比值: <0.045 g/mmolCr 或< 200mg/gCr;

◆样本要求(罗氏8000机器)

- 一,使用随机尿样或24小时尿,不添加防腐剂, 在采集尿液过程中需冷藏,标本需离心之后再测 定,未离心样本可能使结果升高。
- 二, 尿中含有血红蛋白对结果有干扰。
- 三,使用明胶代血浆可使尿蛋白值升高。

♦检测线性

0.04-2g/L

◆24小时尿蛋白定量标本的收集方法

为准确测得24小时尿蛋白定量,患者早上8时把膀胱内的尿量排清并弃去,开始计时,把24小时所有排出的尿全部贮存于一大容器内(包括第二天早上8时准时排出的尿液),测量并记录24小时尿液总量,然后混匀尿液并取适量尿液送检。(备注:夏天尿液需冷藏或存放阴凉处)。

◆ 【临床意义】

- (1) 尿蛋白阳性或增高:可见于病理性蛋白尿,也可见于生理性蛋白尿。
- (2) 尿蛋白的测定被用来诊断和治疗肾病或心脏病等 病况,或是以蛋白尿为特征的甲状腺疾病。
- (3) 通过定量可将蛋白尿分为: 轻度蛋白尿(<1g/d)、中度蛋白尿(1~3.5 g/d) 和重度蛋白尿(>3.5 g/d)
- 一(4) 不能单凭一次的检查结果异常就判定受检者发生 肾病, 存在三次以上的24小时尿蛋白定量指标均高于 正常参考范围, 才可以判定患者确实发生肾脏病变。

- ◆ 1,轻度蛋白尿主要见于非活动期肾脏疾病、体位性蛋白尿、剧烈运动,以及处于高温、严寒环境中。
- ◆ 2, 中度蛋白尿见于肾炎、多发性骨髓瘤、 糖尿病、高血压、肾硬化、肾肿瘤等。
- ◆ 3,重度蛋白尿见于急性或慢性肾小球肾炎、 肾病综合症、狼疮肾炎。

♦【评价】

- (1) 尿蛋白试带法具有快速、简便的优点,是肾脏疾病诊断常用的粗筛试验。
- (2) 24h尿蛋白定量能更准确地反映每天排泄的尿蛋白量,有助于对肾脏疾病的诊断、治疗和疗效观察。若收集24h尿存在困难,可用随机尿样的尿蛋白/肌酐比值方法替代24h尿蛋白定量检测,两者有较好的相关性,且方便易行。

三. $β_2$ -微球蛋白 ($β_2$ - microglobulin, $β_2$ -MG)

◆ 【检测方法】

- 正常人β₂-MG的合成率与释放量相当恒定。
- β₂-MG可以从肾小球自由滤过,约99.9%被近端肾小管上皮细胞重吸收并分解破坏;故正常尿排出量极低。
- -血清和尿液β₂-MG目前可采用免疫比浊法测定。

【参考范围】

- 成人尿β₂-MG: 0~0.2mg/L

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/068142055051006124