# 目录

1	<b>关于</b> 1.1	<b>本手册</b> 有效性	7
	1.2	1.1.1 适用文件 1.1.2 类型 阅读人群	7 7 7 7 7 8 8 8
	1.3	惯例 1.3.1 文字说明 1.3.2 图标	7 7 8
	4.4	1.3.3 产品上的标贴 1.3.4 缩写	8
2	1.4 <b>安全</b>	商标证明	10
-	2.1 2.2	一般安全信息 安全注意事项	10 10
	2.3 2.4	安全措施产品使用限制	12 13
	2.5 2.6	正确使用 可预见的使用不当	13 13
3	<b>产品</b> :	<b>介绍</b> 功能	<b>14</b> 14
	5.1	3.1.1 真空计操作模式 3.1.2 测量系统	14 14
		3.1.3 测量范围 3.1.4 贝阿德-阿尔珀特测量系统	14 15
	3.2	3.1.5 皮拉尼测量系统 产品标识	15 15
	3.3	供应范围	15
4	<b>运输</b> 和 4.1 4.2	<b>和仓储</b> 产品的运输 产品的存储	<b>16</b> 16 16
5	<b>安装</b> 5.1	建立真空连接	<b>17</b> 17
	5.2	建立 "RS-485"连接	18
6	<b>接口</b> 6.1	RS-485 接口	<b>20</b> 20
	6.2	普发真空 RS-485 接口协议 6.2.1 电报帧	20 20
		6.2.2 报文描述 6.2.3 报文示例 1	20 21
		6.2.4 报文示例 2 6.2.5 数据类型	21 21
7	参数组		23
	7.1 7.2	概述 HPT 量规的参数概述	23 23
	7.3 7.4	控制指令 状态询问	24 24
8	7.5	压力值和修正系数	24
0	操作 8.1 8.2	选择开关范围 通过修正系数确定有效压力	<b>26</b> 27 27

	8.3 8.4 8.5 8.6	开启/关闭 HIMS 灯丝 读取并设置继电器和切换点 进行脱气 对真空计加热除气	29 30 30 30
9	拆卸		31
10		组件的清洁 校准真空计 更换测量系统	32 32 33 34
11	故障		35
12	装运		36
13	13.1	<b>印处置</b> 一般处置信息 仪表的处置	<b>37</b> 37 37
14	普发耳	<b>真空服务解决方案</b>	38
15	备件		40
16	<b>附件</b> 16.1 16.2	附件信息 附件订购	<b>41</b> 41 41
17	17.1	技术参数	<b>42</b> 42 42 44
	欧共体	本符合性声明	46
	英国符	符合性声明	47

# 表目录

表格 1:	适用文件	7
表格 2:	类型	7
表格 3:	使用的缩写	9
表格 4:	允许的环境条件	13
表格 5:	RS-485 接口的功能	20
表格 6:	参数说明和含义	23
表格 7:	HPT 量规的参数概述	23
表格 8:	参数集 控制命令	24
表格 9:	参数集 状态请求	24
表格 10:	参数集   压力值和修正系数	25
表格 11:	通过"设备状态"LED 的操作模式显示	26
表格 12:	仅皮拉尼操作的修正系数	28
表格 13:	HIMS 的修正系数	29
表格 14:	开启/关闭条件,使用 trans_HIGH 切换范围	29
表格 15:	故障	35
表格 16:	备件	40
表格 17:	附件	41
表格 18:	转换表:压力单位	42
表格 19:	转换表:气通量计量装置	42
表格 20:	测量值和压力值	42
表格 21:	电气数据	42
表格 22:	RS-485 接口	43
表格 23:	连接法兰和重量	43
表格 24:	环境条件	43
表格 25:	温度	43
表格 26:	接触介质的物质	43

# 插图目录

图片 1:	HPT 量规的结构	14
图片 2:	测量配置	14
图片 3:	贝阿德-阿尔珀特测量系统的设计	15
图片 4:	建立真空连接	18
图片 5:	采用连接电缆和附件通过 RS-485 接口连接	19
图片 6:	使用 OmniControl 通过 RS-485 连接进行交联	19
图片 7:	"RS-485"连接插座的连接分配	20
图片 8:	通过 [P:740] 读取当前压力值的例子	26
图片 9:	选择开关范围	27
冬	仅皮拉尼操作和使用修正系数时的测量曲线	28
片 10:		
图	更换测量系统	34
片 11:		
图	HPT 200, 带 DN 25 ISO-KF	44
片 12:		
冬	HPT 200, 带 DN 40 ISO-KF	44
片 13:		
	HPT 200,带 DN 40 CF-F	45
片 14:		

## 1 关于本手册



#### 重要提示

使用前务必仔细阅读。

务请保存手册以备将来查阅。

## 1.1 有效性

本文件描述了下列产品的功能,并提供了最重要的安全使用信息。该描述是根据有效指令编写。本文件中的信息涉及产品当前的开发状态。假设客户未对产品进行任何更改,该文档将保持其有效性。

### 1.1.1 适用文件

名称说明	文件
"控制单元" OmniControl 操作手册	PT 0670
一致性声明	上述操作指南中的一部分

#### 表格 1: 适用文件

您可以在普发真空下载中心找到本文件。

#### 1.1.2 类型

本文件适用于具有以下货号的产品:

货号	名称说明
PT R39 140	HPT 200, DN 25 ISO-KF
PT R39 150	HPT 200, DN 40 ISO-KF
PT R39 350	HPT 200, DN 40 CF-F

#### 表格 2: 类型

零件编号可在产品铭牌上找到。

普发真空保留在未事先通知的情况下进行技术变更的权利。

已相应指示仅与其中一种设备有关的信息。

本文件中的图形未按比例绘制。

无标题的图形呈现了配 DN 40 ISO-KF 真空连接的产品, 而这些也相应适应于其他真空连接。

除非另有说明, 否则尺寸均以毫米 (mm) 为单位。

## 1.2 阅读人群

本操作指南适用于对产品执行下列操作的所有人员:

- 运输
- 设置(安装)
- 使用和操作
- 停止运转
- 维护和清洁
- 贮存或废弃

只允许由具备相应技术资格(专业人员)或完成了普发真空相关培训的人员执行本文件中描述的工作。

## 1.3 惯例

### 1.3.1 文字说明

本文件中的使用说明采用完整的通用结构。所需操作程序通过单个或多个操作步骤来表示。

#### 单个操作步骤

水平实心三角形表示操作中仅有一个步骤。

▶ 即单个操作步骤。

### 多个操作步骤序列

数字列表指示带有多个必要步骤的操作程序。

- 1. 第1步
- 2. 第2步
- 3. ...

## 1.3.2 图标

本文件中使用的图标旨在表达实用信息。



注



提示




戴上实验室手套



进行目视检查

## 1.3.3 产品上的标贴

本节介绍了产品上的所有标贴及其含义。



### 1.3.4 缩写

缩写	说明
AR	模拟/继电
ATM	大气压
BA	贝阿德-阿尔珀特
С	用于计算气体(空气除外)压力的修正系数
	贝阿德-阿尔珀特氮测量系统的灵敏度
EC	电子收集器
F	灯丝

缩写	说明
FKM	氟化橡胶
HIMS	热阴极电离测量系统
HV	高真空
IC	离子收集器
LED	发光二极管
LPS	限功率电源
MSL	平均海平面
р	压力
Р	皮拉尼
PE	保护接地(接地导体)
PELV	保护性特低电压
U	测量信号 [V](输出电压)

使用的缩写 表格 3:

## 1.4 商标证明

• Binder® 是 Franz Binder GmbH + Co.Elektrische Bauelemente KG 的商标。

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <a href="https://d.book118.com/37812402311">https://d.book118.com/37812402311</a> 4006120